

Anti-Fgfr2 (Ko Validated) 웨스턴블롯(Wb), Elisa용 단클론 항체 - P21802

품목 번호: CM0002436



소개

사람 FGFR2 (P21802)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에 걸쳐 세포 신호 전달, 발생 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] FGFR2 Rabbit mAb
비고/별칭	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2263
GeneID	2263
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 FGFR2 (P21802)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P21802
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)