

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Fgfr3 폴리클로널 항체 - P22607

품목 번호: CM0017553



소개

인간 FGFR3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 골격 발달 및 FGFR3 관련 암 연구에 필수적인 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FGFR3 Rabbit pAb
비고/별칭	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2261
유전자 ID	2261
면역원(Immunogen)	인간 FGFR3 (NP_000133.1)의 아미노산 700-806 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22607
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)