

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Fgfr3 토끼 단일클론 항체 - P22607

품목 번호: CM0003384



소개

IHC-P 및 ELISA 어플리케이션용으로 검증된 FGFR3 토끼 단일클론 항체(mAb). 인간 FGFR3 (P22607)를 특이적으로 인식합니다. 골격 발달, 암 신호 전달 및 수용체 티로신 키나제 경로 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGFR3 Rabbit mAb
비고/별칭	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2261
면역원(Immunogen)	인간 FGFR3 (P22607)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P22607
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)