

Wb, Elisa용 Anti-Fgfr4 단일클론 항체 - P22455

품목 번호: CM0004201



소개

인간 FGFR4 (P22455)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포 신호 전달, 지질 대사 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGFR4 Rabbit mAb
비고/별칭	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
종	인간
GeneID (인간)	2264
GeneID	2264
면역원	합성 펩타이드 (인간 FGFR4, P22455의 아미노산 700-802)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22455
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스팩