

Wb, Elisa용 Anti-Fgfr4 폴리클론항체 - P22455

품목 번호: CM0028835



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 인간 FGFR4에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트 FGFR4 단백질을 인식합니다. 세포 증식, 대사 및 암에서의 FGFR4 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGFR4 토끼 pAb
비고/별칭	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
종	인간
유전자 ID (인간)	2264
유전자 ID	2264
면역원	인간 FGFR4 (NP_998812.1)의 아미노산 22-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22455
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백