

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Fgg 단일클론 항체 - P02679

품목 번호: CM0009763



소개

인간 피브리노겐 감마 사슬(FGG)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 약 49/52 kDa 밴드를 검출합니다. 혈전증 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGG 토끼 mAb
비고/별칭	FGG
종	인간
유전자 ID (인간)	2266
유전자 ID	2266
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02679
단백질 분자량	49 kDa/52 kDa
배송	아이스팩