

Wb 및 Elisa용 항-Fgl2 다클론 항체 - Q14314

품목 번호: CM0015726

소개

인간 피브로류킨(Fibroblast growth factor-like 2, FGL2)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 점막 부위에서 림프구 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FGL2 토끼 pAb
비고/별칭	FGL2; T49; pT49
종	인간
GeneID (인간)	10875
GeneID	10875
면역원	인간 FGL2 (NP_006673.1)의 아미노산 24-140번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14314
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩