

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fgr 다클론 항체 - P09769

품목 번호: CM0019845



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 인간 FGR(SWISS P09769)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역 반응 및 세포골격 역학에서 비수용체 티로신 키나아제 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FGR 토끼 pAb
비고/별칭	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
종	인간
GeneID(인간)	2268
GeneID	2268
면역원	합성 펩타이드 인간 FGR(NP_005239.1)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P09769
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩