

Anti-Fh (Fumarate Hydratase) Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07954

품목 번호: CM0022516



소개

인간 FH에 대한 토끼 폴리클론항체, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 FH를 인식합니다. TCA 회로, DNA 수리, 종양 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] FH Rabbit pAb
비고/별칭	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCULL; FH
종	인간
유전자 ID (인간)	2271
유전자 ID	2271
면역원	합성 펩타이드 인간 FH (NP_000134.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07954
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백