

Anti-Fh (Fumarate Hydratase) 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P07954

품목 번호: CM0027157



소개

인간 FH (Fumarate Hydratase)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. TCA 회로 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FH Rabbit pAb
비고/별칭	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2271
면역원(Immunogen)	인간 FH (NP_000134.2)의 아미노산 45-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07954
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)