

Wb, Elisa용 Anti-Fhit 단일클론 항체 - P49789

품목 번호: CM0005973



소개

인간 FHIT (FRA3B/AP3Aase)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 17kDa 단백질. 세포자사 및 종양 억제 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FHIT Rabbit mAb
비고/별칭	FRA3B; AP3Aase; FHIT
종	인간
GeneID (Human)	2272
GeneID	2272
면역원	합성 펩타이드 인간 FHIT (P49789)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49789
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백