

Wb, Elisa용 Anti-Fhit 다클론 항체 - P49789

품목 번호: CM0015052



소개

인간 FHIT(FRA3B, AP3Aase)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 종양 억제, 세포사멸 및 뉴클레오타이드 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FHIT 토끼 pAb
비고/별칭	FRA3B, AP3Aase, FHIT
종	인간
GeneID(인간)	2272
GeneID	2272
면역원	인간 FHIT(NP_001159715.1)의 아미노산 25-147번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49789
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩