

Ihc-P, Elisa용 Anti-Fhl1 단일클론 항체 - Q13642

품목 번호: CM0011929



소개

인간 FHL1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, IHC-P 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 근육 발달 및 질병 연구에 적합합니다. 인간 FHL1(Q13642)에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FHL1 Rabbit mAb
비고/별칭	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2273
면역원(Immunogen)	인간 FHL1 (Q13642)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q13642
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스백