


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Fhl5 단클론 항체 - Q5Td97

품목 번호: CM0008455



소개

인간 FHL5(ACT)에 대한 고친화성 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다.

마우스와 교차 반응합니다. 정자 형성 및 고환 특이 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FHL5 토끼 mAb
비고/별칭	ACT; FHL-5; dJ393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
종	인간
유전자ID	9457
면역원	재조합 단백질 인간 FHL5(NP_065228.4)의 아미노산 162-284에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5TD97
단백질 분자량	33 kDa
배송	아이스팩