


## Wb, Elisa용 항-Fhl5 토끼 다클론 항체 - Q5Td97

품목 번호: CM0017070



### 소개

인체 FHL5(ACT)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 및 마우스 FHL5를 검출하며, 정자 형성 및 CREM 전사 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 제품명    | FHL5 토끼 pAb                                           |
| 비고/별칭  | ACT; FHL-5; dj393D12.2; I700027G07Rik; FHL5           |
| 종      | 인간                                                    |
| GeneID | 9457                                                  |
| 면역원    | 인간 FHL5(NP_065228.4)의 1-284 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. |
| 출처     | 토끼                                                    |
| 카테고리   | 다클론 항체                                                |
| 응용 분야  | WB, ELISA                                             |
| 교차 반응성 | 인간, 마우스                                               |
| SWISS  | Q5TD97                                                |
| 단백질 무게 | 33kDa                                                 |
| 배송     | 아이스팩                                                  |