

항-Fibp 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P용 - O43427

품목 번호: CM0025974

소개

인간 FIBP(산성 FGF 세포내 결합 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB, IHC-P, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었으며 FGF1 신호전달 및 배 발생기 좌우성에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FIBP 토끼 pAb
비고/별칭	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
종	인간
GeneID (인간)	9158
GeneID	9158
면역원	인간 FIBP (NP_004205.2)의 아미노산 1-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43427
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩