


웨스턴 블롯용 안티-피브릴라린 토끼 단일클론 항체 - P22087

품목 번호: CM0005659



소개

인간 피브릴라린(FBL, 34 kDa)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 핵소체 단백질 및 rRNA 메틸화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	피브릴라린 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
종	인간
GeneID (인간)	2091
GeneID	2091
면역원	합성 펩타이드: 인간 피브릴라린/U3 RNP (NP_001427.2)의 아미노산 111-210에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22087
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백