


Anti-Fibrillarin/U3 Rnp 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa 용) - P22087

품목 번호: CM0017415



소개

인간 Fibrillarin/U3 RNP를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드, 원숭이와 교차 반응하여, 핵소체 기능 및 리보솜 생합성 연구에 다목적으로 사용할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibrillarin/U3 RNP Rabbit pAb
비고/별칭	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
종	인간
유전자 ID (인간)	2091
면역원	인간 Fibrillarin/U3 RNP (NP_001427.2)의 아미노산 100-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P22087
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백