


Anti-Fibrillarin/U3 Rnp Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

품목 번호: CM0003045



소개

Human Fibrillarin/U3 RNP (P22087)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 34 kDa 단백질을 검출하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 인핵생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibrillarin/U3 RNP Rabbit mAb
비고/별칭	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
종	Human (사람)
Gene ID (Human)	2091
Gene ID	2091
면역원	합성 펩타이드 Human Fibrillarin/U3 RNP (P22087)의 아미노산 222-321 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (사람, 마우스, 랫트)
SWISS	P22087
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백