


Anti-Fibrillarin/U3 Rnp 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa용) - P22087

품목 번호: CM0013389



소개

핵소체 메틸트랜스퍼라제인 피브릴라린(FBL)을 표표하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 원숭이와 반응합니다. 리보솜 생성 및 핵소체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibrillarin/U3 RNP Rabbit pAb
비고/별칭	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
종	Human
GeneID (인간)	2091
GeneID	2091
면역원	인간 Fibrillarin/U3 RNP (NP_001427.2)의 아미노산 100-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Monkey
SWISS	P22087
단백질 분자량	34 kDa
배송	아이스 팩