

Anti-Fibrinogen Alpha Chain (Fga) Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

품목 번호: CM0018464



소개

인간 피브리노겐 알파 사슬(FGA)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 지혈 및 혈전증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibrinogen alpha chain (FGA) Rabbit pAb
비고/별칭	Fib2; Fibrinogen alpha chain (FGA)
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2243
GeneID	2243
면역원(Immunogen)	인간 피브리노겐 알파 사슬(FGA) (NP_000499.1)의 아미노산 410-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P02671
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스백