

Anti-Fibrinogen Alpha Chain (Fga) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

품목 번호: CM0002407

소개

사람 피브리노겐 알파 사슬(FGA)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블로트, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 지혈, 혈전증 및 혈액 응고 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibrinogen alpha chain (FGA) Rabbit mAb
비고/별칭	Fib2; Fibrinogen alpha chain (FGA)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2243
유전자 ID	2243
면역원(Immunogen)	사람 피브리노겐 알파 사슬(FGA) (P02671)의 아미노산 700-800 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	P02671
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)