

Anti-Fibroblast Activation Protein-A (Fap) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

품목 번호: CM0024825



소개

인간 FAP (seprase, 88 kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. ECM 재형성, 상처 치유 및 종양 진행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Fibroblast activation protein-α (FAP) Rabbit pAb
비고/별칭	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha; Fibroblast activation protein-α (FAP)
종	인간
GeneID (Human)	2191
GeneID	2191
면역원	인간 FAP (NP_004451.2)의 아미노산 26-760에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12884
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백