

Wb, If/Icc, Elisa용 항 Fibronectin 다클론 항체 - P02751

품목 번호: CM0014537



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용되는 인간 Fibronectin에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와 교차 반응하며 세포 접착, 운동성 및 세포외기질 생물학 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibronectin 토끼 pAb
비고/별칭	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
종	인간
GeneID (인간)	2335
GeneID	2335
면역원	인간 Fibronectin의 아미노산 2169-2355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002017.1)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02751
단백질 분자량	272kDa
배송	아이스팩