

## Wb, If/Icc, Elisa용 항-피브로넥틴 폴리클로날 항체 - P11276

품목 번호: CM0027822



### 소개

피브로넥틴(P11276)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 세포 부착, 섬유화 및 상처 치유 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Fibronectin Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭                    | Fn; Fn-1; E330027I09                                             |
| 종(Species)               | 마우스(Mouse)                                                       |
| GeneID (인간)              | 2335                                                             |
| GeneID                   | 14268                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 피브로넥틴(NP_034363.1)의 아미노산 2205-2477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                  |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                   |
| SWISS                    | P11276                                                           |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 273kDa                                                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                   |