

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, Elisa용 Anti-Fibronectin 폴리클로날 항체 - P02751

품목 번호: CM0018902



소개

인간 Fibronectin(FN1)에 대한 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포 부착 및 세포외 기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Fibronectin Rabbit pAb
비고/별칭	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
종	인간
GeneID (Human)	2335
면역원	재조합 단백질
원산지	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02751
단백질 분자량	272kDa
배송	아이스백