

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fibronectin Rabbit Monoclonal Antibody - P02751

품목 번호: CM0002015



소개

Fibronectin Rabbit Monoclonal Antibody

(P02751)는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해

검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 다양한 연구 응용 분야에서 세포 부착, 상처 치유 및 세포 외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fibronectin Rabbit mAb
비고/별칭	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
종	인간
유전자 ID	2335
면역원	인간 FN1 (P02751)의 아미노산 1-2477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02751
단백질 분자량	272kDa
배송	아이스백