


Wb, Elisa용 Anti-Fig4 폴리클로날 항체 - Q92562

품목 번호: CM0013176



소개

인간 FIG4 포스포이노시티드 포스파타제를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. PI(3,5)P2 대사 및 신경 퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FIG4 Rabbit pAb
비고/별칭	BOP; YVS; ETOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj24914.1; FIG4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9896
면역원	인간 FIG4 (NP_055660.1)의 아미노산 608-907에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q92562
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백