

If-P, Ihc-P, Elisa용 항필라그린(FLg) 토끼 단클론 항체 - P20930

품목 번호: CM0011238



소개

IF-P, IHC-P, ELISA용 고품질 FLG 토끼 단클론 항체.
인간 필라그린(435kDa)에 특이적으로 반응합니다. 표피 분화, 피부 장벽 및 피부과 질환 연구에 이상적입니다.
아이스백 포장으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FLG 토끼 단클론 항체
비고/별칭	FLG1, ATOD2, FLG-1
종	인간
유전자 ID	2312
면역원	재조합 단편
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20930
단백질 분자량	435kDa
배송	아이스백