

Anti-Filaggrin (Flg) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P20930

품목 번호: CM0006174



소개

인간 필라그린(FLG)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 가집니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 표피 분화, 어린선증 및 각질화 장애 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FLG Rabbit mAb
비고/별칭	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
종	인간
GeneID (Human)	2312
GeneID	2312
면역원	인간 FLG (NP_002007.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P20930
단백질 분자량	435kDa
배송	아이스백