

If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Filaggrin 토끼 단일클론 항체 - P20930

품목 번호: CM0009865



소개

IF-P, IHC-P 및 ELISA용 인간 필라그린(Filaggrin, FLG, 435 kDa)을 타겟팅하는 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 필라그린은 표피 분화 동안 케라틴 섬유를 응집시키며, 피부 장벽 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Filaggrin Rabbit mAb
비고/별칭	FLG1; ATOD2; FLG-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2312
GeneID	2312
면역원(Immunogen)	인간 FLG (NP_002007.1)의 아미노산 198-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P20930
단백질 분자량	435 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)