

Wb, Elisa용 Anti-Filamin A 단일클론 항체 - P21333

품목 번호: CM0012497



소개

사람 Filamin A (FLNA)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 나타냅니다. 액틴 세포골격 구성, 세포 이동 및 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Filamin A 토끼 mAb
비고/별칭	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamin A
종	사람
유전자 ID(사람)	2316
유전자 ID	2316
면역원	합성 펩타이드 사람 Filamin A(P21333)의 아미노산 2548-2647 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P21333
단백질 분자량	281kDa
배송	아이스팩