

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항 Filamin A 토끼 다클론 항체 - P21333

품목 번호: CM0022447



소개

인간 Filamin A (FLNA, ABP-280)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포골격, 세포 접착 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Filamin A 토끼 pAb
비고/별칭	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamin A
종	인간
GeneID(인간)	2316
GeneID	2316
면역원	인간 Filamin A(NP_001104026.1)의 2348-2647번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21333
단백질 분자량	281kDa
배송	아이스팩