


Anti-Filamin-B (Flnb) 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O75369

품목 번호: CM0019383



소개

인간 FLNB(Filamin-B)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 액틴 세포골격 역학 및 세포 이동 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FLNB 토끼 pAb
비고/별칭	AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLNIL, ABP-278, ABP-280, FLNB
종	인간
유전자 ID (인간)	2317
면역원	인간 FLNB의 1686-1785 아미노산 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질 (NP_001157789.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75369
단백질 무게	278kDa
배송	아이스팩