

항필라민-C 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q14315

품목 번호: CM0014138



소개

필라민-C(FLNC)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 근절 조립 및 근육 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FLNC 토끼 pAb
비고/별칭	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
종	인간
유전자ID (인간)	2318
유전자ID	2318
면역원	인간 FLNC(NP_001449.3)의 아미노산 2160-2340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14315
단백질 분자량	291kDa
배송 방식	아이스 팩