

Wb, Elisa용 항-Filip1L 다클론 항체 - Q4L180

품목 번호: CM0019804

소개

FILIP1L(DOC1, GIP130)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 항혈관신생 활성 및 종양 혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FILIP1L 토끼 pAb
비고/별칭	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
종	인간
유전자 ID (인간)	11259
유전자 ID	11259
면역원	인간 FILIP1L(NP_878913.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q4L180
단백질 분자량	130kDa
배송 방식	아이스백