

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항 Fip1L1 토끼 다클론 항체 - Q6Un15

품목 번호: CM0026018



소개

인체 pre-mRNA 3'-말단 처리 인자 FIP1L1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐(rat) 대상 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 완료했습니다. mRNA 폴리아데닐화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FIP1L1 토끼 pAb
비고/별칭	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	81608
유전자 ID	81608
면역원	인체 FIP1L1(NP_001128409.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q6UN15
단백질 무게	67kDa
배송	아이스팩