

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fkbp10 단일클론 항체 - Q96Ay3

품목 번호: CM0006511

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 FKBP10 항체입니다. 단백질 접힘에 관여하고 골형성부전(osteogenesis imperfecta)과 연관된 64kDa의 소포체(ER) 거주 PPIase인 인간 FKBP10을 인식합니다. 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | FKBP10 Rabbit mAb                                                           |
| 비고/별칭          | FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10 |
| 종(Species)     | 인간(Human)                                                                   |
| GeneID         | 60681                                                                       |
| 면역원(Immunogen) | 인간 FKBP10 (NP_068758.3)의 아미노산 303-582에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.            |
| 공급원(Source)    | 토끼(Rabbit)                                                                  |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                                     |
| 애플리케이션         | WB, IF/ICC, ELISA                                                           |
| 교차 반응성         | 인간(Human)                                                                   |
| SWISS          | Q96AY3                                                                      |
| 단백질 분자량        | 39kDa/64kDa                                                                 |
| 배송             | 아이스백                                                                        |