

Wb용 Anti-Fkbp10 토끼 다클로날 항체 - Q96Ay3

품목 번호: CM0016945

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 KO 검증된 anti-FKBP10 토끼 다클로날 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. FKBP10은 소포체 내강에 위치하는 펩티딜-프롤린 시스-트랜스 이성화효소로, 단백질 접힘에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증됨] FKBP10 Rabbit pAb
비고/별칭	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	60681
유전자 ID	60681
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 FKBP10 (NP_068758.3)의 아미노산 303-582에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96AY3
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스백