

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® - Q96Ay3

품목 번호: CM0011652

소개

FKBP10 Rabbit PolymAb®는 인간, 마우스 및 랫트 FKBP10을 검출하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 단백질 접힘, 콜라겐 생합성 및 골 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP10 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	OI6; BRKS; OI1; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	60681
GeneID	60681
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96AY3
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)