

Wb, Elisa용 Anti-Fkbp11 폴리클론항체 - Q8N573

품목 번호: CM0021158

소개

FKBP11을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 저항성, 골지체 pH 조절 및 신경 보호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FKBP11 Rabbit pAb
비고/별칭	FKBP19; FKBP11
종	인간
GeneID (Human)	51303
GeneID	51303
면역원	인간 FKBP11 (NP_057678.1)의 아미노산 28-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N573
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩