

Wb 및 Elisa용 Anti-Fkbp12 토끼 단일클론 항체 - P62942

품목 번호: CM0003046



소개

사람 FKBP12에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트에 특이적입니다. TGF-베타 신호 전달, 단백질 접힘 및 라이아노딘 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP12 Rabbit mAb
비고/별칭	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2280
유전자 ID	2280
면역원	사람 FKBP12 (P62942)의 아미노산 29-108 내 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62942
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)