

Anti-Fkbp12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

품목 번호: CM0019601



소개

사람 FKBP12 (FKBP1A)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트와 반응합니다. TGF-베타 신호 전달, 단백질 접힘 및 칼슘 채널 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP12 Rabbit pAb
비고/별칭	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2280
유전자 ID	2280
면역원	FKBP12 (NP_000792.1)의 아미노산 2-108에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P62942
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백