

Wb, Elisa용 Anti-Fkbp2 토끼 다클론 항체 - P26885

품목 번호: CM0022559



소개

펩티딜-프롤릴 시스-트랜스 이성질화효소인 FKBP2(FKBP13)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스에서 웨스턴 블롯과 ELISA용으로 검증되었습니다. 단백질 접힘 및 면역필린 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP2 토끼 pAb
비고/별칭	FKBP13; PPIase; FKBP-13; FKBP2
종	사람
유전자 ID (사람)	2286
유전자 ID	2286
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P26885
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩