

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fkbp38/Fkbp8 토끼 단일클론 항체 - Q14318

품목 번호: CM0010160



소개

인간 FKBP38/FKBP8(Q14318)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포사멸, 미토콘드리아 및 바이러스 감염 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP38/FKBP8 토끼 mAb
비고/별칭	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
종	인간
GeneID (인간)	23770
GeneID	23770
면역원	합성 펩타이드[인간 FKBP38/FKBP8(Q14318)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드]
항체 기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14318
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩