

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Fkbp38/Fkbp8 토끼 다클로날 항체 - Q14318

품목 번호: CM0029846



소개

사람 FKBP38/FKBP8에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 분자량 45 kDa. 세포자멸사 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP38/FKBP8 Rabbit pAb
비고/별칭	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	23770
유전자 ID	23770
항원(Immunogen)	사람 FKBP38/FKBP8 (NP_036313.3)의 아미노산 60-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14318
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)