

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Fkbp52/Fkbp4 폴리클로날 항체 - Q02790

품목 번호: CM0027291



소개

사람 FKBP52/FKBP4를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 랫트 샘플을 인식합니다. 예상 분자량은 52 kDa입니다. 이뮤노필린 및 스테로이드 수용체 코-체퍼론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP52/FKBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2288
GeneID	2288
항원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 FKBP52/FKBP52/FKBP4 (NP_002005.1)의 아미노산 220-459에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q02790
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)