

## Wb, If/Icc, Elisa용 항Fkbp52/Fkbp4 토끼 단일클론 항체 - Q02790

품목 번호: CM0011863



### 소개

인간 FKBP52/FKBP4를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체(SWISS: Q02790). 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 스테로이드 수용체 복합체 및 이뮤노필린 기능 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명     | FKBP52/FKBP4 토끼 mAb                                           |
| 비고/별칭   | HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4 |
| 종       | 인간                                                            |
| 유전자 ID  | 2288                                                          |
| 면역원     | 인간 FKBP4 (Q02790)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.       |
| 기원      | 토끼                                                            |
| 카테고리    | 단일클론 항체                                                       |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS   | Q02790                                                        |
| 단백질 분자량 | 52kDa                                                         |
| 배송 방식   | 아이스백                                                          |