

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fkbp6 폴리클로날 항체 - O75344

품목 번호: CM0026437



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 FKBP6 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에 반응. 정자형성에 관여하는 비활성 펩티달-프롤릴 시스-트랜스 이성질화효소 FKBP6을 표적. 생식 생물학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FKBP6 토끼 pAb
비고/별칭	FKBP36; SPGF77; FKBP6
종	인간
GeneID (인간)	8468
GeneID	8468
면역원	인간 FKBP6 (NP_003593.3)의 아미노산 1-327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75344
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백