


Wb, Elisa용 항-Fkrp 다클론 항체 - Q9H9S5

품목 번호: CM0013237



소개

WB 및 ELISA 검증이 완료되었으며 랫드와 교차 반응성을 보이는 FKRP 토끼 다클론 항체입니다. 디스트로글리칸 당화에 관여하는 리비톨 5-인산 전이효소를 표적으로 합니다. 근이영양증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FKRP 토끼 pAb
비고/별칭	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
종	사람
유전자 ID (사람)	79147
유전자 ID	79147
면역원	사람 FKRP(NP_077277.1)의 아미노산 30~220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q9H9S5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩